

### Certificado de Controle de Qualidade

<b>SALINA - ESTÉRIL</b>	
<b>Lote</b>	80472594SA
<b>Registro ANVISA</b>	80429030008
<b>Data de Fabricação</b>	24/07/2020
<b>Validade</b>	1 ano
<b>Aparência Física</b>	Líquido, límpido, incolor
<b>Volume</b>	3ml
<b>TESTE DE VAZAMENTO DA TAMPA ROSCA</b>	
Teste à vácuo, com pressão mínima negativa de 400mmHg	Conforme
Teste de congelamento à -70°C	Conforme
<b>TESTE DE ESTERILIDADE</b>	
Após incubação em caldo enriquecedor e posterior semeadura e ágar não seletivo a 35±2°C por 24/48h	
Resultado: Não houve crescimento microbiano	
<b>Conclusão</b>	
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado <b>APROVADO</b> para uso. A BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.	

Lote aprovado em: 28/07/2020



Fernanda Salles CRF-SP: 65.700  
Analista da Qualidade

## Instruções de Uso

<b>SALINA - ESTÉRIL</b>	
<b>Apresentação</b>	Tubos de plástico com 3ml de Salina estéril, fundo cônico, base plana e tampa rosca com anéis anti vazamento. Embalagem com 50 unidades.
<b>Aplicação</b>	Utilizada na coleta e transporte de amostras clínicas destinadas ao diagnóstico microbiológico. Para uso diagnóstico in vitro.
<b>Princípio</b>	Solução de Cloreto de Sódio 0,85% que mantém os micro-organismos viáveis e as células preservadas.
<b>Modo de usar</b>	Realizar a coleta da amostra com o swab estéril de acordo com a metodologia do laboratório, em seguida colocar o swab dentro do tubo com a salina, quebrar a haste do swab e fechar a tampa do tubo. Após a coleta conservar a amostra à temperatura de 2°C a 8°C. Prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.
<b>Conservação</b>	Transporte e armazenamento em temperatura ambiente.
<b>Descarte do produto</b>	Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.