

### Certificado de Controle de Qualidade

<b>ÁGAR PCA - FRASCOS</b>		
<b>Lote</b>	38281818PCA	
<b>Data de Fabricação</b>	14/09/2017	
<b>Validade</b>	90 dias	
<b>Aparência Física</b>	Meio sólido opaco, cor palha, livre de precipitados ou partículas visíveis	
<b>Volume</b>	Frascos com 100 ml	
<b>pH aceitável</b>	7,0 ± 0,2	
<b>pH do produto acabado</b>	7,2	
<b>Identificação na placa com jato de tinta</b>	Ágar PCA/ lote/ validade/fabricação/BBV/Volume	
<b>Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C/24h</b>	Ausência de crescimento microbiano	
<b>TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO</b>		
Após incubação à 35°C ± 2°C por 24hs em condições aeróbias		
CEPA	ATCC	Crescimento/características das colônias
<i>Escherichia coli</i>	25922	Bom, colônias brancas
<i>Staphylococcus aureus</i>	25923	Bom, colônias brancas
<b>Conclusão</b>		
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado <b>APROVADO</b> para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.		

Lote aprovado em: 15/09/2017



Lídia Maria da Silva-CRF-SP:11.699  
Gerente da Qualidade

Versão 1.0

### Instruções de Uso

<b>ÁGAR PCA - FRASCOS</b>	
<b>Apresentação</b>	Pacotes com 10 placas 90x15mm, 90x15mm com uma divisória, 49x13mm e Frascos de 50 ml e 100 ml
<b>Princípio</b>	Meio enriquecido que permite o crescimento de diversos micro-organismos.
<b>Aplicação</b>	Usado para contagem total de micro-organismos em placa e para manutenção de culturas de bactérias.
<b>Modo de usar</b>	Técnica de contagem em profundidade: ágar fundido com a amostra diluída. Incubar a 35±2°C por 24/48horas. Técnica de contagem em superfície: estriar a amostra na superfície da placa com as devidas diluições.
<b>Interpretação</b>	Cor original do meio: cor palha Crescimento de qualquer tipo de colônia.
<b>Controle de Qualidade</b>	Controle positivo: <i>Escherichia coli</i> ATCC25922, <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC25923 Controle negativo: meio não inoculado
<b>Conservação</b>	Conservar à temperatura de 2 a 15°C.
<b>Descarte do produto</b>	Após o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo comum.
<b>Referências bibliográficas</b>	1. OXOID – Manual, 2000, 8ª edição. 2. SILVA, N. - Manual de Métodos de Microbiologia da Água, 2005 3. DIFCO & BBL, Manual of Microbiological culture Media, págs.449-450, 2003