

Certificado de Controle de Qualidade

| PROPÉ BPW COM 2 PARES - ESTÉRIL | | |
|--|------------------------------------|-------------|
| Lote | 53492228PROBPW | |
| Data de Fabricação | 26/08/2019 | |
| Validade | 1 ano | |
| Método de esterilização | Raio gama | |
| Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C /24h | Ausência de crescimento microbiano | |
| TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO Após incubação à 35±2°C por 24h em condições aeróbias | | |
| CEPA | ATCC | Crescimento |
| <i>Salmonella typhimurium</i> | 14028 | Bom |
| Conclusão | | |
| O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado. | | |

Lote aprovado em: 04/09/2019



Fernanda Salles - CRF-SP: 65.700
Analista da Qualidade

Versão 1.0

Instruções de Uso

| PROPÉ BPW COM 2 PARES - ESTÉRIL | |
|--|--|
| Componentes: | 2 Pares de propé 10ml BPW 1 saco de amostragem |
| Princípio | Mantém as células viáveis e promove a recuperação de células injuriadas até o momento da análise no laboratório. |
| Aplicação | Utilizado como swab de arrasto para coleta de amostras e no pré-enriquecimento de espécies de Salmonellas. |
| Modo de usar | Calçar os propés umedecidos com BPW e caminhar sobre o local desejado. Retirar os propés, voltar ao saco de amostragem e prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório. |
| Controle de Qualidade | Controle positivo: <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC: 14028 Controle negativo: meio não inoculado |
| Conservação | Conservar à temperatura de 2 a 22°C |
| Descarte do produto | Após o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo comum. |
| Referências bibliográficas | 1. Manual de Métodos de análise microbiológica de alimentos, Livraria Varela, 1997 |