

### Certificado de Controle de Qualidade

CALDO TSB – SWAB HASTE FLEXÍVEL ESTÉRIL		
Lote	56162385TSB	
Data de Fabricação	12/11/2019	
Validade	90 dias	
Registro na ANVISA	80429030003	
Aparência Física	Meio líquido, límpido, âmbar claro a médio, livre de precipitados ou partículas visíveis.	
Volume	Tubos com Swab com 10ml	
pH aceitável	7,3 ± 0,2	
pH do produto acabado	7,5	
Método de Esterilização	Radiação gama	
Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C/24h	Ausência de crescimento microbiano	
<b>TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO</b> Após incubação à 35±2°C por 24h em condições aeróbias		
CEPA	ATCC	Crescimento
<i>Staphylococcus aureus</i>	25923	Bom
<i>Escherichia coli</i>	25922	Bom
<b>Conclusão</b>		
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado <b>APROVADO</b> para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.		

Lote aprovado em: 21/11/2019



Fernanda Salles CRF-SP: 65.700  
Analista da Qualidade

Versão 5.0

### Instruções de Uso

<b>CALDO TSB – SWAB HASTE FLEXÍVEL ESTÉRIL</b>	
<b>Apresentação</b>	Embalagem com 50 tubos com haste flexível e 10ml de Caldo TSB.
<b>Princípio</b>	Meio não seletivo que devido a adição de tripton e pepton de soja, permite o crescimento de micro-organismos fastidiosos.
<b>Aplicação</b>	O caldo TSB pode ser utilizado para o crescimento de bactérias em geral, anaeróbios facultativos e alguns fungos. Também pode ser utilizado para prova de motilidade de bacilos gram negativos.
<b>Modo de usar</b>	Coletar a amostra com o Swab e incubar por 18/24hs a 35±2°C, se houver turvação do meio após o período de incubação, semear em placa ou realizar análises de acordo a metodologia adotada pelo laboratório.
<b>Interpretação</b>	Cor original do meio: âmbar claro a médio, límpido O crescimento é indicado pela turvação do meio.
<b>Controle de Qualidade</b>	Controle positivo: <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 Controle negativo: meio não inoculado
<b>Conservação</b>	Conservar à temperatura de 2 a 15°C.
<b>Descarte do produto</b>	Após o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo comum.
<b>Referências bibliográficas</b>	1. ANVISA. Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos. Módulo IV. pág 33-34. 2. DIFCO & BBL, Manual of Microbiological culture Media, 2003. Págs. 588-591 3. OPLUSTIL, CARMEN P. et al. <i>Procedimentos básicos em microbiologia clínica</i> . Ed. Sarvier São Paulo 2.ed., p285, 2004