

**SWAB COM PONTA DE RAYON**  
ANVISA Nº 80429030007

| <b>Código</b> | <b>Lote</b> | <b>Fabricação</b> | <b>Validade</b> |
|---------------|-------------|-------------------|-----------------|
| PRD00476      | 20210115    | 15/01/2021        | 14/01/2026      |

**Método de Esterilização**

Óxido de Etileno.

**Controle microbiológico****Teste de Esterilidade**

| <b>Incubação</b>    | <b>Especificação</b>                     | <b>Resultados</b> |
|---------------------|--|-------------------|
| Aeróbia, 35±2°C 24h | Ausência de crescimento microbiano (TSB) | Conforme          |

**Meio de referência:** Caldo Triptona de Soja (TSB).**Conclusão**

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 08/02/2021  
Fernanda Salles CRF-SP: 65.700  
Analista da Qualidade



**SWAB COM PONTA DE RAYON**

ANVISA Nº 80429030007

**Apresentação**

Swab com ponta Rayon e haste plástica quebrável em qualquer ponto. Produto estéril.

**Aplicação**

Utilizado na coleta de amostras biológicas destinadas à realização de exames.

Indicado para coleta de amostras de orofaringe destinadas ao diagnóstico da Covid-19.

Pode ser utilizado no monitoramento ambiental para coleta de amostras de superfícies.

**Princípio**

O Swab para coleta de amostras possui uma haste plástica facilmente quebrável em qualquer ponto. É produzido com ponta de Rayon de grau médico atóxico, sem material fluorescente, que impede a interferência na detecção do PCR viral.

**Modo de Usar**

Realizar a coleta da amostra de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório. Após a coleta, colocar o swab em um tubo com meio de transporte adequado, quebrar a haste, fechar a tampa do tubo e encaminhar a amostra para o laboratório.

**Precauções e Cuidados Especiais**

Produto destinado ao uso em diagnóstico *in vitro*.

Uso restrito por profissionais.

Não utilizar na coleta de amostras de nasofaringe.

Produto não reutilizável. Utilizar apenas uma vez.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade ou com alterações de cor e aspecto.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

**Conservação**

Transporte e conservação em temperatura ambiente.

**Descarte**

Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

**Referências**

CDC. Specimen Collection Guidelines. Disponível em:

<https://www.cdc.gov/urdo/downloads/speccollectionguidelines.pdf>.