

SWAB NASAL
ANVISA Nº 80429030007

Código	Lote	Fabricação	Validade
PRD00538	20210405	05/04/2021	04/04/2026

Método de Esterilização

Óxido de Etileno

Controle microbiológico**Teste de Esterilidade**

Incubação	Especificação	Resultados
Aeróbia, 35±2°C 24h	Ausência de crescimento microbiano (TSB)	Conforme

Meio de referência: Caldo Triptona de Soja (TSB).**Conclusão**

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 22/04/2021
Fernanda Salles CRF-SP: 65.700
Analista da Qualidade



SWAB NASAL

ANVISA Nº 80429030007

Apresentação

Swab com ponta de Nylon flocada e haste plástica quebrável em qualquer ponto. Produto estéril.

Aplicação

Swab para coleta de amostras clínicas de nasofaringe destinadas à realização de exames microbiológicos.

Princípio

Produzido com ponta de Nylon flocada grau médico, atóxico e sem material que interfere nas análises de PCR. Possui haste plástica quebrável em qualquer ponto.

Modo de Usar

Realizar a coleta da amostra de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório. Após a coleta, colocar o swab em um tubo com meio de transporte adequado, quebrar a haste, fechar a tampa do tubo e encaminhar a amostra para o laboratório.

Precauções e Cuidados Especiais

Produto destinado ao uso em diagnóstico *in vitro*.

Uso restrito por profissionais.

Produto não reutilizável. Utilizar apenas uma vez.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade ou com alterações de cor e aspecto.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Conservação

Transporte e conservação em temperatura ambiente.

Descarte

Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

Referências

CDC. Specimen Collection Guidelines. Disponível em:

<https://www.cdc.gov/urdo/downloads/speccollectionguidelines.pdf>.