

SWAB COM PONTA DE RAYON
ANVISA Nº 80429030007

| Código | Lote | Fabricação | Validade |
|---------------|-------------|-------------------|-----------------|
| PRD00476 | 20211015 | 15/10/2021 | 14/10/2026 |

Método de Esterilização

Óxido de Etileno

Controle microbiológico**Teste de Esterilidade**

| Incubação | Especificação | Resultados |
|---------------------|--|-------------------|
| Aeróbia, 35±2°C 24h | Ausência de crescimento microbiano (TSB) | Conforme |

Meio de referência: Caldo Triptona de Soja (TSB).**Conclusão**

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 09/11/2021
Fernanda Salles CRF-SP: 65.700
Analista da Qualidade



SWAB COM PONTA DE RAYON
ANVISA Nº 80429030007

Apresentação

Swab com ponta Rayon e haste plástica quebrável em qualquer ponto. Produto estéril.

Aplicação

Utilizado na coleta de amostras biológicas destinadas à realização de exames.
Indicado para coleta de amostras de orofaringe destinadas ao diagnóstico da Covid-19.
Pode ser utilizado no monitoramento ambiental para coleta de amostras de superfícies.

Princípio

O Swab para coleta de amostras possui uma haste plástica facilmente quebrável em qualquer ponto. É produzido com ponta de Rayon de grau médico atóxico, sem material fluorescente, que impede a interferência na detecção do PCR viral.

Modo de Usar

Realizar a coleta da amostra de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório. Após a coleta, colocar o swab em um tubo com meio de transporte adequado, quebrar a haste, fechar a tampa do tubo e encaminhar a amostra para o laboratório.

Precauções e Cuidados Especiais

Produto destinado ao uso em diagnóstico *in vitro*.
Uso restrito por profissionais.
Não utilizar na coleta de amostras de nasofaringe.
Produto não reutilizável. Utilizar apenas uma vez.
Não utilizar o produto fora do prazo de validade ou com alterações de cor e aspecto.
Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Conservação

Transporte e conservação em temperatura ambiente.

Descarte

Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

Referências

CDC. Specimen Collection Guidelines. Disponível em:
<https://www.cdc.gov/urdo/downloads/speccollectionguidelines.pdf>.