

KIT BOTA/LUVA

Apresentação

1 par de luvas nitrílicas e 1 par de botas plásticas estéreis.

Método de Esterilização

Irradiação gama.

Aplicação

Utilizado para coleta asséptica de amostras no monitoramento ambiental. As luvas e botas estéreis são o meio ideal para evitar a contaminação do swab utilizado na coleta das amostras e do ambiente a ser amostrado.

Modo de Usar

Após paramentação adotada adequada e higienização das mãos, abrir a embalagem do kit, retirar as botas plásticas e calçar, em seguida retirar as luvas e vestir.

Precauções e Cuidados Especiais

Produto não reutilizável. Utilizar apenas uma vez. Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Validade

2 anos.

Conservação

Conservar em temperatura ambiente.

Descarte

Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.