

CALDO RAMNOSE – 3ML

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
Lote	113092180923RM	
Data de Fabricação	19/09/2023	
Validade	90 dias	
Aparência Física	Meio líquido púrpura, com presença de precipitados ou partículas que não interferem na reação.	
Volume	3,0 ml	
pH aceitável	6,8 ± 0,2	
pH do produto acabado	6,9	
Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C por 24h	Ausência de crescimento microbiano.	
TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO Após incubação à 35±2°C por 24h em condições aeróbias		
CEPA	ATCC	Crescimento
<i>Listeria monocytogenes</i>	7644	Positivo - Mudança do caldo para a coloração amarela
<i>Escherichia coli</i>	25922	Positivo - Mudança do caldo para a coloração amarela.
<i>P. mirabilis</i>	25933	Negativo - Cor original Púrpura mantida
Conclusão		
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. A bioBoaVista garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.		

Lote aprovado em: 21/09/2023

Ludimila Alfredo
Analista da Qualidade

CALDO RAMNOSE – 3ML

Apresentação

Tubos de plástico com 3ml de Caldo Ramnose estéril, fundo cônico, base plana e tampa rosca com anéis antivazamento.

Aplicação

Meio para prova bioquímica, testes de fermentação de carboidratos.

Tabela 1. Controle de qualidade

Microrganismo	Resultado esperado	
<i>L. monocytogenes</i> ATCC 7644	Positivo Mudança do caldo para a coloração amarela	33-37°C/48h a 5 dias
<i>P. mirabilis</i> ATCC 25933	Negativo Cor original Púrpura mantida	33-37°C 24h
<i>E. coli</i> ATCC 25922	Positivo Mudança do caldo para a coloração amarela.	33-37°C/24h

Princípio

O método de confirmação com o caldo Ramnose está relacionado à capacidade da ordem Enterobacteriales e da *Listeria monocytogenes* de fermentar Ramnose. A fermentação do caldo ramnose é revelada por uma mudança de cor do roxo para o amarelo (acidificação), devido à presença de um indicador de cor, caldo púrpura de bromocresol. Esses microrganismos são diferenciados principalmente através da fermentação de carboidratos tais como ramnose, xilose, manitol.

Composição

Formulação	Composição/L
Digesto Enzimático de Tecido Animal	10g
Extrato de carne	1g
Cloreto de Sódio	5g
Purpura de Bromocresol	0,02g
L-Ramnose	50g
Água deionizada	1L

Armazenamento e Transporte

Conservar à temperatura de 2°C a 8°C.

Transporte em temperatura ambiente.

Modo de usar

Utilizar conforme metodologia adotada pelo laboratório. Incubar por tempo e temperatura indicados na tabela 1.

Precauções e Cuidados Especiais

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.

Uso restrito por profissionais.

Produto não reutilizável. Utilizar apenas uma vez.

Não inalar ou ingerir.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade e com sinais de contaminação ou com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Validade

90 dias.

Conservação

Conservar de 2 a 8°C, ao abrigo da luz.

Descarte

Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

Referências

1. ISO 11133. Microbiology of food, animal feed and water – Preparation, production, storage and performance testing of culture media. 1rd ed. The International Organization for Standardization, 2014.
2. ISO 11290-1. Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection and enumeration of *Listeria monocytogenes* - Part 1: detection method, 1rd ed. The International Organization for Standardization, 2017