

**TUBO FLIP-TOP 15ML**

<b>Código</b>	<b>Lote</b>	<b>Esterilização</b>	<b>Validade</b>
PRD00250	9450825FLIP	12/08/2025	2 anos

**Método de Esterilização**

Óxido de Etileno

**Controle microbiológico****Teste de Esterilidade**

<b>Incubação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultados</b>
Aeróbia, 35±2°C 24h	Ausência de crescimento microbiano (BHI)	Conforme

**Meio de referência:** Caldo Infusão Cérebro-Coração (BHI).**Conclusão**

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 15/08/2025  
Ludimila Alfredo  
Analista da Qualidade



## **TUBO FLIP-TOP 15ML**

### **Apresentação**

Tubo de plástico com fundo cônico e tampa flip-top. Capacidade para 15ml.

### **Aplicação**

Tubo estéril destinado ao transporte de amostras, distribuição de meios de cultura, diluições e semeadura de micro-organismos.

### **Modo de Usar**

Utilizar de acordo com a técnica adotada pelo laboratório.

### **Conservação**

Transporte e conservação em temperatura ambiente.

### **Descarte**

Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.