

TUBO FLIP-TOP 15ML

Código	Lote	Esterilização	Validade
PRD00250	10160825FLIP	27/08/2025	2 anos

Método de Esterilização

Óxido de Etileno

Controle microbiológico**Teste de Esterilidade**

Incubação	Especificação	Resultados
Aeróbia, 35±2°C 24h	Ausência de crescimento microbiano (BHI)	Conforme

Meio de referência: Caldo Infusão Cérebro-Coração (BHI).**Conclusão**

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 29/08/2025

Ludimila Alfredo

Analista da Qualidade



TUBO FLIP-TOP 15ML**Apresentação**

Tubo de plástico com fundo cônico e tampa flip-top. Capacidade para 15ml.

Aplicação

Tubo estéril destinado ao transporte de amostras, distribuição de meios de cultura, diluições e semeadura de micro-organismos.

Modo de Usar

Utilizar de acordo com a técnica adotada pelo laboratório.

Conservação

Transporte e conservação em temperatura ambiente.

Descarte

Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.