

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE

CALDO HALF-FRASER - FRASCO 225ML

| Código | Lote | Fabricação | Validade |
|----------|------------|------------|----------|
| MEI00235 | 12931025HF | 30/10/2025 | 90 dias |

Método de Esterilização

Filtração (método asséptico)

| Controle físico | Especificação | Resultados |
|----------------------------------|--|------------|
| pH (25°C) | 7,2±0,2 | 7,1 |
| Aspecto físico – Meio de cultura | Solução amarela ouro a âmbar médio, límpida a levemente opalescente, podendo apresentar alguns precipitados finos. | Conforme |

| Teste de Esterilidade Incubação | | Esno | cificação | Resultados |
|---------------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------|
| 35±2°C 24h | Especificação Ausência de crescimento microbiano | | Conforme | |
| Teste de Produtividade | In family | Lk~- | F | D It I |
| Cepa controle Listeria monocytogenes | Inóculo ≤10² UFC | Incubação Aeróbia, 35±2°C | Especificação Crescimento bom – Hidrólise | Resultados Conforme |
| ATCC 7644 | | 18-24h | da esculina positiva | |
| Enterococcus faecalis | ≤10 ⁴ UFC | Aeróbia, 35±2°C | Pouco crescimento – Hidrólise | Conforme |
| ATCC 19433 | | 18-24h | da esculina negativa | |
| Escherichia coli | ≤10 ⁴ UFC | Aeróbia, 35±2°C | Inibido | Conforme |
| ATCC 25922 | | 18-24h | 5140 | 23.11011110 |

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 04/11/2025 Ludimila Alfredo Analista da Qualidade



Documento disponível em: www.bioboavista.com.br



FICHA TÉCNICA

Revisão 5.0

CALDO HALF-FRASER

Apresentação

Frasco com 225ml.

Método de esterilização

Filtração por método asséptico.

Aplicação

Meio de cultura utilizado no pré-enriquecimento para o isolamento de *Listeria monocytogenes*.

Princípio

As espécies de *Listeria* hidrolisam a esculina formando esculetina que, por sua vez, reage com íons ferro produzindo o escurecimento do meio. A adição do citrato férrico de amônio favorece o crescimento de *Listeria monocytogenes*. O cloreto de lítio inibe o crescimento de *Enterococcus* que pode hidrolisar a esculina. O crescimento de bactérias acompanhantes é inibido pela adição de ácido nalidíxico e acriflavina.

Modo de usar

Utilizar de acordo com a metodologia utilizada pelo laboratório. Incubar por tempo e temperatura utilizados na técnica adotada.

Controle de Qualidade

| Controle de Qualidade | | |
|------------------------|-------------------------------|--|
| Teste | Resultado | |
| Esterilidade | Ausência de crescimento | |
| | microbiano | |
| Listeria monocytogenes | Crescimento bom com hidrólise | |
| ATCC 7644 | da esculina | |
| Escherichia coli | Crescimento inibido sem | |
| ATCC 25922 | hidrólise da esculina | |
| Enterococcus faecalis | Pouco crescimento sem | |
| ATCC 29212 | hidrólise da esculina | |
| Aspecto visual | Meio líquido, amarelo ouro a | |
| | âmbar médio, límpido a | |
| | levemente opalescente, | |
| | podendo apresentar leve | |
| | precipitado | |
| pH à 25°C | 7,2 ± 0,2 | |

Interpretação dos resultados

Os tubos que apresentarem o escurecimento do meio são positivos e devem ser feitas subculturas a partir destes tubos em placas de ágar seletivo para *Listeria* (ALOA). Os tubos que conservarem a cor original amarelo ouro são considerados negativos.

Precauções e cuidados especiais

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*. Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado. Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Conservação

Conservar entre 2-15°C em local seco e ao abrigo da luz. O produto conserva suas características e performance por até 7 dias em temperatura ambiente durante o transporte.

Validade

90 dias a partir da data de fabricação.

Descarte do produto

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

Garantia da Qualidade

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.

Referências

- 1. Becton, Dickinson and Company. Difco & BBL Manual. Manual of Microbiological Culture Media, 2nd ed., 2009.
- 2. ISO 11133:2014. Microbiology of food, animal feed and water
- Preparation, production, storage and performance testing of culture media.
- 3. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos, Livraria Varela, 3ª ed., 2007.
- 4. Merck Microbiology Manual. 12th ed.