

**CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE****ÁGAR TSA  
400ML**

| <b>Lote</b> | <b>Fabricação</b> | <b>Validade</b> |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 5770526TSA  | 12/05/2026        | 180 dias        |

**Método de Esterilização**

Calor Úmido

| <b>Controle físico</b> | <b>Especificação</b>   | <b>Resultados</b> |
|------------------------|--|-------------------|
| pH (25°C)              | 7,3±0,2  | 7,2               |
| Aspecto físico         | Meio sólido, âmbar claro, levemente opalescente e livre de precipitados ou partículas visíveis | Conforme          |

**Controle microbiológico****Teste de Esterilidade**

| <b>Incubação</b> | <b>Especificação</b>               | <b>Resultados</b> |
|------------------|------------------------------------|-------------------|
| 35±2°C por 24h.  | Ausência de crescimento microbiano | Conforme          |

**Teste de Produtividade**

| <b>Cepa controle</b>                     | <b>Inóculo</b>                          | <b>Incubação</b>          | <b>Especificação</b>                  | <b>Resultados</b> |
|--|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | 10 <sup>3</sup> -10 <sup>4</sup><br>UFC | Aeróbia, 35±2°C<br>18-24h | Crescimento bom –<br>Colônias brancas | Conforme          |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633       | 10 <sup>3</sup> -10 <sup>4</sup><br>UFC | Aeróbia, 35±2°C<br>18-24h | Crescimento bom –<br>Colônias brancas | Conforme          |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923  | 10 <sup>3</sup> -10 <sup>4</sup><br>UFC | Aeróbia, 35±2°C<br>24-48h | Crescimento bom –<br>Colônias brancas | Conforme          |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | 10 <sup>3</sup> -10 <sup>4</sup><br>UFC | Aeróbia, 35±2°C<br>18-24h | Crescimento bom –<br>Colônias brancas | Conforme          |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231       | 10 <sup>3</sup> -10 <sup>4</sup><br>UFC | Aeróbia, 35±2°C<br>18-24h | Crescimento bom –<br>Colônias brancas | Conforme          |

**Conclusão**

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 18/05/2026

Ludimila Alfredo

Analista da Qualidade

Documento disponível em: [www.bioboavista.com.br](http://www.bioboavista.com.br)

A.L.B. Luz. Rua Um, 437, Jd. Nova Espírito Santo, CEP 13273-200, Valinhos - SP  
19 3849-7499  
[contato@bioboavista.com.br](mailto:contato@bioboavista.com.br)  
[www.bioboavista.com.br](http://www.bioboavista.com.br)

Revisão 4.0 – novembro/2023

## ÁGAR TSA

### Apresentação

Placas de Petri 49x13mm, 90x15mm ou RODAC.  
Frasco com 100ml ou 400ml.

### Método de esterilização

Calor úmido.

### Aplicação

Meio de cultura não seletivo utilizado para o isolamento e cultivo de microrganismos não fastidiosos e fastidiosos.

### Princípio

A combinação de caseína e peptonas de soja no TSA torna o meio altamente nutritivo, fornecendo os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos microrganismos.

### Modo de usar

Para frascos, fundir o meio de cultura e resfriar até 45-50°C. Inocular a amostra em placas de Petri estéreis, de acordo com a técnica estabelecida pelo laboratório. Verter nas placas inoculadas o meio de cultura previamente fundido e resfriado (entre 15-20ml). Misturar o inóculo com o meio de cultura movimentando suavemente as placas, em superfície plana, com movimentos em forma de oito. Permitir que o meio esfrie e solidifique. Incubar as placas em estufa bacteriológica por tempo e temperatura exigidos pela técnica adotada. Após o período de incubação avaliar o crescimento.

Nota: não aquecer o frasco em chapa ou manta térmica devido ao risco de quebra.

Para placas, utilizar de acordo com a metodologia utilizada pelo laboratório. Incubar por tempo e temperatura utilizados na técnica adotada.

### Controle de Qualidade

| Teste                                       | Resultado   |
|---|---|
| Esterilidade                                | Ausência de crescimento microbiano  |
| <i>Streptococcus pyogenes</i><br>ATCC 19615 | Crescimento bom em colônias brancas   |
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC 25922       | Crescimento bom em colônias brancas   |
| <i>Staphylococcus aureus</i><br>ATCC 25923  | Crescimento bom em colônias brancas   |
| <i>Bacillus subtilis</i><br>ATCC 6633       | Crescimento bom em colônias brancas   |
| <i>Candida albicans</i><br>ATCC 10231       | Crescimento bom em colônias brancas   |
| Aspecto visual                              | Meio sólido, âmbar claro, levemente opalescente, livre de precipitados ou partículas visíveis |
| pH à 25°C                                   | 7,3 ± 0,2   |

### Interpretação dos resultados

O crescimento microbiano é verificado através da formação de colônias no meio de cultura. Na presença de crescimento, realizar análise microscópica, subcultura em meio seletivo ou testes bioquímicos para identificar os gêneros e espécies isolados, se necessário.

### Precauções e cuidados especiais

Evitar flutuações de temperatura durante o armazenamento para reduzir a condensação e acúmulo de água no interior da placa. Se necessário, desprezar ou secar a água acumulada no interior das placas.

Recomenda-se o armazenamento das placas com o meio voltado para cima. Permitir que o produto fique em temperatura ambiente antes do uso.

O armazenamento em refrigeradores tipo frost-free não é recomendado devido ao efeito desidratante deste tipo de equipamento. Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.

Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

### Conservação

Conservar entre 2-15°C em local seco e ao abrigo da luz. O produto conserva suas características e performance por até 7 dias em temperatura ambiente durante o transporte.

### Validade

Placas: 90 dias a partir da data de fabricação.

Frascos: 180 dias a partir da data de fabricação.

### Descarte do produto

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

### Garantia da Qualidade

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.

### Referências

1. Becton, Dickinson and Company. Difco & BBL Manual. Manual of Microbiological Culture Media, 2nd ed., 2009.
2. ISO 11133:2014. Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media.
3. Merck Microbiology Manual. 12th ed.